

狭い口腔内でもコントロールしやすい  
超薄型コンパクトヘッド。

# DENT. MAXIMA

歯ブラシ

う蝕・歯周病ケア



S(ソフト)  
歯肉に炎症のある歯周病の初期治療時のプラークコントロールに。



MS(ミディアムソフト)  
炎症のあまり強くない歯周病メンテナンス期のプラークコントロールに。




M(ミディアム)  
歯肉の健康な患者さんに。より確実なプラークコントロールのために。




最後臼歯部までの確実なブラッシングのため、使いやすさを追求

- ① 頬側面や最後臼歯部に毛先が当てやすい  
先端厚2.6mmの超薄型ヘッド。  
植毛穴からヘッドの縁までわずか0.7mm。  
口腔内で毛先を動かしやすい設計です。



- ② 毛先が最後臼歯遠心面に届く、ロング&スリムネックを採用。  
口腔内での操作性がより向上して、最後臼歯部へも、  
今まで以上に無理なく楽に毛先が届きます。



- ③ フィット感があり、滑りにくく持ちやすいハンドルです。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



ヘッド側面写真 (実物大)



ハンドルカラー (各4色)

